

# ENDO-MATE TC2

## Komplettsets



### ENDO-MATE TC2 Komplettset

MODELL ENDO-MATE TC2

BESTELLCODE Y1001027 € 1.128,-

Inhalt

- MP-F16R Kopf • ENDO-MATE TC2 Motor • Ladegerät

### ENDO-MATE TC2 Komplettset MPA

MODELL ENDO-MATE TC2 MPA

BESTELLCODE Y1001028 € 1.221,-

Inhalt

- MPA-F16R Kopf • ENDO-MATE TC2 Motor • Ladegerät

### ENDO-MATE TC2 ohne Kopf\*

MODELL ENDO-MATE TC2 W/O

BESTELLCODE Y1001316 € 860,-

Inhalt

- ENDO-MATE TC2 Motor • Ladegerät

\*zur Kombination mit nebenstehenden Köpfen

# ENDO-MATE DT

## Komplettsets



### ENDO-MATE DT mit 20:1-Kopf

MODELL ENDO-MATE DT

BESTELLCODE Y141121 € 1.221,-

Inhalt

- Steuergerät • Motorhandstück mit Kabel
- Kopf MP-F20R (20:1-Untersetzung)
- Handstückablage • Wechselstromadapter

### ENDO-MATE DT ohne Kopf\*

MODELL ENDO-MATE DT W/O

BESTELLCODE Y141124 € 952,-

Inhalt

- Steuergerät • Motorhandstück mit Kabel
- Handstückablage • Wechselstromadapter

\*zur Kombination mit nebenstehenden Köpfen

# iPexII

## Komplettset



### MODELL iPexII Komplettset

BESTELLCODE Y1002208 € 799,-

Inhalt

- Steuergerät • iPexII Messkabel (1,8 m)
- iPexII Feilen-Clip (3 St.) • Lippenhaken (3 St.)
- AAA Mangan-Trockenbatterien (3 St.) • iPexII Tester

# ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT Köpfe

## Köpfe



- MODELL MP-F20R BESTELLCODE Y110044 € 279,-
- MODELL MP-F16R BESTELLCODE Y110096 € 279,-
- MODELL MP-F10R BESTELLCODE Y110048 € 261,-

### 20:1- / 16:1- / 10:1-Untersetzung

- Mini-Kopf • Für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter



- MODELL MPAS-F20R BESTELLCODE Y110046 € 368,-
- MODELL MPAS-F16R BESTELLCODE Y110098 € 368,-

### 20:1- / 16:1-Untersetzung

- Anschluss für Apexlokalisator (mit kurzem Schaft)
- Mini-Kopf • Für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter

Die neben den einzelnen Modellen angezeigten Symbole geben das Untersetzungsverhältnis des Kopfes an.

- Weiß = 20:1-Untersetzung
- Grau = 16:1-Untersetzung
- Blau = 10:1-Untersetzung

## Ti-Max Ti-ENDO



- MODELL Ti-ENDO BESTELLCODE C589 € 735,-

### 128:1-Untersetzung

- 4-stufige Drehmomenteinstellung (0,25; 0,5; 1,0; 3,0 Ncm)
- Massiver Titankörper
- für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Drehung um 360°

## EX-Endo-Winkelstücke



- MODELL EX-ENDO 128 BESTELLCODE C592 € 463,-

### 128:1-Untersetzung

- Kompaktes, leichtes Instrument
- für Nickel-Titan-Feilen (ø2,35 mm)
- Drehung um 360°



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C