

## Surgic Pro+ mit Datensicherung

Komplettset **Mit Licht** 



**Surgic Pro+ D Komplettset mit Datensicherung und X-DSG20L Licht-Winkelstück**

MODELL **Surgic Pro+ D**

BESTELLCODE **Y1003585** € 4.795,-

Inhalt

- Steuergerät mit Datensicherung
- SGL70M LED-Mikromotor • FC-78 Fußsteuerung
- X-DSG20L zerlegbares Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

## Surgic Pro

Komplettset **Mit Licht** 



**Surgic Pro Komplettset mit X-SG20L Licht-Winkelstück**

MODELL **Surgic Pro OPT**

BESTELLCODE **Y1003586** € 4.330,-

Inhalt

- Steuergerät ohne Datensicherung
- SGL70M LED-Mikromotor • FC-78 Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

## Surgic Pro

Komplettset **Ohne Licht**



**Surgic Pro Komplettset mit SG20 Winkelstück ohne Licht**

MODELL **Surgic Pro NON-OPT**

BESTELLCODE **Y1003587** € 3.300,-

Inhalt

- Steuergerät ohne Datensicherung
- SG70M Mikromotor ohne Licht
- FC-78 Fußsteuerung
- SG20 Winkelstück (20:1 Untersetzung)
- Kühlmittelschläuche (5 St.) und weiteres Zubehör

# Surgic Pro

## Chirurgiemotoren



Mit Licht **LED**

MODELL **SGL70M** BESTELLCODE **E1023** €1.829,-

Ohne Licht

MODELL **SG70M** BESTELLCODE **E1025** €1.199,-

- Massivtitankörper
- mit 2 m-Schlauch

## Zubehör



MODELL **FC-78** BESTELLCODE **Z1102** €823,-

- Fußsteuerung
- mit 2 m Kabel



MODELL **Bügelset** BESTELLCODE **Z1027** €129,-

- Bügelset (Optional)



MODELL **ES-SC** BESTELLCODE **S900040** €155,-

- Sterilisationskassette (Optional)
- Abmessungen : B 281 x T 171,5 x H 47 (mm)



MODELL **Transportkoffer Surgic Pro**

BESTELLCODE **Y1001952** €Preis auf Anfrage

- Transportkoffer (Optional)
- Abmessungen : B 534 x T 427 x H 207 (mm)



MODELL **iCart Duo** BESTELLCODE **S9090** €998,-

- iCart DUO (Optional)
- Abmessungen : H 101,65 cm
- Gewicht : 16,5 kg



MODELL **VarioSurg3 Link Set**

BESTELLCODE **Y1002729** €493,-

- SG Link-Stand
- SG Link-Kabel



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# Chirurgie-Winkelstücke



**Mit Licht** MODELL X-DSG20Lh BESTELLCODE C1076 € 1.180,-

**Ohne Licht** MODELL X-DSG20h BESTELLCODE C1075 € 978,-

## 20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System • max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min



**Mit Licht** MODELL X-DSG20L BESTELLCODE C1068 € 1.077,-

**Ohne Licht** MODELL X-DSG20 BESTELLCODE C1067 € 875,-

## 20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System • max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min



**Mit Licht** MODELL X-SG20L BESTELLCODE C1003 € 974,-

## 20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System • max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min



**Mit Licht** MODELL nanoSG20LS BESTELLCODE C1103 € 1.015,-

## 20:1-Untersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System • max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min



**Ohne Licht** MODELL SG20 BESTELLCODE C1010 € 678,-

## 20:1-Untersetzung

- Edelstahlkörper • Push-Selbstspannfutter
- externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer); Y-Verteiler im Set enthalten
- Doppeldichtungs-System • max. Drehmoment : 80 Ncm
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min



**Mit Licht** MODELL X-SG93L BESTELLCODE C1004 € 999,-

**Ohne Licht** MODELL X-SG93 BESTELLCODE C1007 € 795,-

## 1:3-Übersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Zellglasoptik (X-SG93L) • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Externe Kühlung
- max. Geschwindigkeit : 120.000/min

# Chirurgie-Winkelstücke



**Mit Licht** MODELL X-SG25L BESTELLCODE C1011 € 669,-

## 1:1-Übertragung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Zellglasoptik • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Externe Kühlung
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min

## Gerades Handstück



**Mit Licht** MODELL X-SG65L BESTELLCODE H1009 € 815,-

**Ohne Licht** MODELL X-SG65 BESTELLCODE H1038 € 505,-

## 1:1-Übertragung

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Zellglasoptik (X-SG65L) • Clean-Head-System
- Externe Kühlung • max. Geschwindigkeit : 40.000/min



**Mit Licht** MODELL Z-SG45L BESTELLCODE C1107 € 1.009,-

**Ohne Licht** MODELL Z-SG45 BESTELLCODE C1108 € 786,-

## 1:3-Übersetzung

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik (Z-SG45L) • Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Externe Kühlung
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm / 20-25 mm)
- Anti-Erhitzungssystem • DLC-Beschichtung
- max. Geschwindigkeit : 120.000/min



MODELL SGM-ER20i BESTELLCODE Y110127 € 510,-

## 20:1-Untersetzung

- max. Geschwindigkeit : 2.000/min
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- Schraubschlüssel zum Befestigen und Lösen des Kopfes



MODELL SGMS-ER20i BESTELLCODE Y110147 € 603,-

## 20:1-Untersetzung

- Mit Tiefenstopffunktion
- max. Geschwindigkeit : 2.000/min
- Externe und interne Kühlung (Kirschner und Meyer)
- inkl. 2 Tiefenstopper, Schraubschlüssel zum Befestigen und Lösen des Kopfes, Längenmesser



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# Chirurgie-Winkelstücke

## Köpfe



MODELL **SGM-I** BESTELLCODE **C293** € 154,-  
Ultra-Minikopf mit Schnappverschluss



MODELL **SGMS-I** BESTELLCODE **C594** € 247,-  
Mit Tiefenmessfunktion



MODELL **SGQ-H** BESTELLCODE **C638** € 179,-  
Druckspannkopf

## Winkelstück



MODELL **ER16i** BESTELLCODE **C628** € 356,-  
Winkelstück mit 16:1-Untersetzung



MODELL **ER20i** BESTELLCODE **C629** € 356,-  
Winkelstück mit 20:1-Untersetzung



MODELL **ER32i** BESTELLCODE **C630** € 404,-  
Winkelstück mit 32:1-Untersetzung

# Mikro-Chirurgie-Handstücke Ohne Licht



MODELL **SGS-ES** BESTELLCODE **H264** € 410,-

### 1:1-Übertragung

- Gerades Handstück
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min



MODELL **SGS-E2S** BESTELLCODE **H266** € 825,-

### 1:2-Übersetzung

- Gerades Handstück
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 80.000/min



MODELL **SGA-ES** BESTELLCODE **H263** € 556,-

### 1:1-Übertragung

- Handstück mit 20°-Winkel
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 40.000/min



MODELL **SGA-E2S** BESTELLCODE **H265** € 895,-

### 1:2-Übersetzung

- Handstück mit 20°-Winkel
- für Chirurgie-Werkzeuge (ø2,35 mm)
- externer Sprayclip im Lieferumfang enthalten
- max. Geschwindigkeit : 80.000/min

# Mikrosägen-Handstücke **Ohne Licht**



MODELL **SGR2-E** BESTELLCODE **SH162** € 1.095,-

## 3:1-Untersetzung

- 1,8 mm Hin- und Herbewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.600/min



MODELL **SGO2-E** BESTELLCODE **SH164** € 1.482,-

## 3:1-Untersetzung

- 17° Pendelbewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.800/min




MODELL **SGT2-E** BESTELLCODE **SH163** € 1.375,-

## 3:1-Untersetzung

- 3° Schwingende Bewegung
- Mit externer Sprühdüse
- Zulässige max. Geschwindigkeit: 12.600/min

## SGR2-E Sägeblätter für Hin- und Herbewegung



MODELL **SGR-1** BESTELLCODE **Y900072** € 238,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • 10er-Packung Sägeblätter


MODELL **SGR-2** BESTELLCODE **Y900073** € 254,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • 10er-Packung Sägeblätter

MODELL **SGR-3** BESTELLCODE **Y900074** € 270,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • 10er-Packung Sägeblätter

## SGO2-E Sägeblätter für Pendelbewegung



MODELL **SGO-1** BESTELLCODE **H174034** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt

MODELL **SGO-2** BESTELLCODE **H174044** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt

MODELL **SGO-3** BESTELLCODE **H174031** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt

MODELL **SGO-4** BESTELLCODE **H174041** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,3 mm • einzelnes Sägeblatt


MODELL **SGO-5** BESTELLCODE **H174032** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • einzelnes Sägeblatt

MODELL **SGO-6** BESTELLCODE **H174042** € 38,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • einzelnes Sägeblatt

## SGT2-E Sägeblätter für schwingende Bewegung



MODELL **SGT-1** BESTELLCODE **Y900075** € 238,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • 10er-Packung Sägeblätter

MODELL **SGT-2** BESTELLCODE **Y900076** € 254,-

- Sägeblattstärke: 0,35 mm • 10er-Packung Sägeblätter



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# VarioSurg3

Komplettset **Mit Licht** **LED**



## VarioSurg3 Komplettset

MODELL **VarioSurg3**

BESTELLCODE **Y1002726** € 6.150,-

Inhalt

- Steuereinheit • Handstück mit Licht (2 m-Kabel)
- FC-78 Fußsteuerung • Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (5 Stück) und diverse Accessoires
- Basic H-S Set (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

## VarioSurg3 Komplettset ohne Fußschalter

MODELL **VarioSurg3 Non FT**

BESTELLCODE **Y1002248** € 5.350,-

Inhalt

- Steuereinheit • Handstück mit Licht (2 m-Kabel)
- Sterilisationskassette • Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (5 Stück) und diverse Accessoires
- Basic H-S Set (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Handstück **Mit Licht** **LED**



MODELL **VS3-LED-HPSC**

BESTELLCODE **E1133** € 1.853,-

- mit 2 m Kabel

Zubehör



MODELL **FC-78** BESTELLCODE **Z1102003** € 940,-

- Fußsteuerung • mit 2 m Kabel



MODELL **VA-SG-CASE** BESTELLCODE **Z313102** € 178,-

- Sterilisationskassette
- Abmessungen : B 281 x T 171,5 x H 47 (mm)



MODELL **Transportkoffer VarioSurg3**

BESTELLCODE **Y1001952** € Preis auf Anfrage

- Transportkoffer (Optional)
- Abmessungen : B 534 x T 427 x H 207 (mm)

# VarioSurg Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Knochenchirurgie



MODELL **SG1** BESTELLCODE **Z305101** €154,-

**150%** MODELL **H-SG1** BESTELLCODE **Z305151** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG1A** BESTELLCODE **Z305138** €174,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG2R** BESTELLCODE **Z305102** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze\*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG2L** BESTELLCODE **Z305103** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze\*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG8** BESTELLCODE **Z305109** €154,-

**150%** MODELL **H-SG8** BESTELLCODE **Z305155** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG8A** BESTELLCODE **Z305139** €174,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6, 9, 12 und 15 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



**150%** MODELL **H-SG8R** BESTELLCODE **Z305156** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze\*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



**150%** MODELL **H-SG8L** BESTELLCODE **Z305157** €154,-

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze\*
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

**150%** Aufsätze mit dieser Kennzeichnung können bis zu einer Leistungseinstellung von 150% betrieben werden.

\*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.



Waschbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

59

Unverb. Preisempf. ohne MwSt.



# VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Knochenchirurgie



MODELL **SG14R** BESTELLCODE **Z305122** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Rechtsgebogene Spitze\*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG14L** BESTELLCODE **Z305123** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Linkssgebogene Spitze\*
- Fünf Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG19** BESTELLCODE **Z305135** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3 mm von der Spitzenfront aus
- Fünf Zähne, 0,8 mm dick



MODELL **SG30** BESTELLCODE **Z305137** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Scharfkantig
- 0,5 mm dick



MODELL **SG58** BESTELLCODE **Z305141** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Punktmarkierung 3, 6 und 9 mm von der Oberseite der Spitze aus
- Drei Zähne, 0,6 mm dick



MODELL **SG68** BESTELLCODE **Z305143** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Markierung 2 und 4 mm von der Spitzenfront aus (einseitig)
- Drei Zähne, 0,6 mm dick

## Schaber



MODELL **SG3** BESTELLCODE **Z305104** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Dreiseitige Kantenspatelspitze



MODELL **SG4** BESTELLCODE **Z305105** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Kantenspatelspitze



MODELL **SG5** BESTELLCODE **Z305106** € 154,-

- TiN-Beschichtung
- Runde Kantenspatelspitze

# VarioSurg Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Extraktion



MODELL **SG17** BESTELLCODE **Z305132** €135,-  
• TiN-Beschichtung • 0,7 mm dick



MODELL **SG18R** BESTELLCODE **Z305133** €154,-  
• TiN-Beschichtung • Rechts abgewinkelte Spitze\*  
• 0,7 mm dick



MODELL **SG18L** BESTELLCODE **Z305134** €154,-  
• TiN-Beschichtung • Links abgewinkelte Spitze\*  
• 0,7 mm dick

## Sinuslift



MODELL **SG6D** BESTELLCODE **Z305107** €108,-  
• Diamant-Beschichtung



MODELL **SG7D** BESTELLCODE **Z305108** €108,-  
• Diamant-Beschichtung

## Sinusmembran-Ablösung



MODELL **SG9** BESTELLCODE **Z305110** €108,-  
• Elevator, konvex, kreisförmig, flach  
• Bei 90° abgewinkelt



MODELL **SG10** BESTELLCODE **Z305111** €108,-  
• Elevator, konvex, kreisförmig, flach  
• Bei 135° abgewinkelt



MODELL **SG11** BESTELLCODE **Z305112** €108,-  
• Konischer Kompressor

\*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.



# VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Interner Sinuslift



MODELL **SCL1** BESTELLCODE **Z305170** € 163,-  
• interne Kühlung



MODELL **SCL1D** BESTELLCODE **Z305171** € 203,-  
• interne Kühlung • Diamant-Beschichtung



MODELL **SCL2D** BESTELLCODE **Z305182** € 203,-  
• interne Kühlung • Diamant-Beschichtung



MODELL **SCL3** BESTELLCODE **Z305172** € 163,-  
• interne Kühlung



MODELL **SCL3D** BESTELLCODE **Z305173** € 203,-  
• interne Kühlung • Diamant-Beschichtung



MODELL **SCL4D** BESTELLCODE **Z305184** € 203,-  
• interne Kühlung • Diamant-Beschichtung



MODELL **SCL5** BESTELLCODE **Z305174** € 163,-  
• interne Kühlung



MODELL **SCL5D** BESTELLCODE **Z305175** € 203,-  
• interne Kühlung • Diamant-Beschichtung

# VarioSurg Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Implantatvorbereitung



MODELL **SG15A** BESTELLCODE **Z305124** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,7 mm



MODELL **SG15B** BESTELLCODE **Z305125** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm



MODELL **SG15C** BESTELLCODE **Z305126** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 0,9 mm



MODELL **SG15D** BESTELLCODE **Z305127** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- Durchmesser des Spitzenendes 1,3 mm



MODELL **SG16A** BESTELLCODE **Z305128** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- diamantiert; Durchmesser: 2,0 mm



MODELL **SG16B** BESTELLCODE **Z305129** € 154,-

- Diamant-Beschichtung
- diamantiert; Durchmesser: 2,6 mm

## Scaling



MODELL **G1-S** BESTELLCODE **Z305113** € 74,-

## Parodontologie



MODELL **P20-S** BESTELLCODE **Z305114** € 108,-

- gerader Aufsatz



(von oben)

MODELL **P25R-S** BESTELLCODE **Z305115** € 108,-

- rechtsgebogener Aufsatz\*



(von oben)

MODELL **P25L-S** BESTELLCODE **Z305116** € 108,-

- linksgebogener Aufsatz\*

\*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# VarioSurg

Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Implantaterhaltung



MODELL **V10-S** BESTELLCODE **Z305117** €91,-

- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- Kunststoff-Aufsatz in Lieferung nicht enthalten.



MODELL **V-P10** BESTELLCODE **Y900184** €33,-

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



MODELL **V-P12** BESTELLCODE **Y1002167** €33,-

- Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



(von oben)

MODELL **V-P11R** BESTELLCODE **Y1002165** €33,-

- rechtsgebogen\* • Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten



(von oben)

MODELL **V-P11L** BESTELLCODE **Y1002166** €33,-

- linksgebogen\* • Packung à 3 St.
- V10-S Aufsatzhalter nicht enthalten

## Retrograde Endodontie



MODELL **E30RD-S** BESTELLCODE **Z305118** €98,-

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (rechtsgekrümmt)



MODELL **E30LD-S** BESTELLCODE **Z305119** €98,-

- Diamant-Beschichtung
- für Seitenzähne (linksgekrümmt)



MODELL **E31D-S** BESTELLCODE **Z305120** €98,-

- Diamant-Beschichtung
- für Front- und Hinterzähne (70°)



MODELL **E32D-S** BESTELLCODE **Z305121** €98,-

- Diamant-Beschichtung
- für Frontzähne (90°)

# VarioSurg Ultraschall-Chirurgie-Aufsätze

## Aufsatz-Sets



MODELL **Basic H-S Set**

BESTELLCODE **Y1002775 € 786,-**

- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Aufsatzhalter



MODELL **Bone Cut Set**

BESTELLCODE **Y900688 € 724,-**

- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Aufsatzhalter



MODELL **Sinus Lift Set**

BESTELLCODE **Y900689 € 740,-**

- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11
- Aufsatzhalter



MODELL **Endo-S Set**

BESTELLCODE **Y900691 € 466,-**

- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Aufsatzhalter



MODELL **Implantat Vorbereitung Set**

BESTELLCODE **Y900774 € 616,-**

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B
- Aufsatzhalter



MODELL **Interner Sinuslift Set für Normalimplantat**

BESTELLCODE **Y1002841 € 569,-**

- SCL1D, SCL2D, SCL1
- VS-Aufsatzschlüssel • Aufsatzhalter
- Gebrauchsanweisung



MODELL **Interner Sinuslift Set für große Implantate**

BESTELLCODE **Y1002842 € 772,-**

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3
- VS-Aufsatzschlüssel • Aufsatzhalter
- Gebrauchsanweisung

\*Die Kurvenrichtung der Spitze wird durch die Vorderansicht der Spitze definiert.



Washbar im  
Thermodesinfektor



Autoklavierbar  
bis 135°C

# iSD900

## Komplettset



### iSD900 Komplettset

MODELL **iSD900** BESTELLCODE **Y1001358** €1.540,-

#### Inhalt

- iSD900 Motor • iSD-HP (Winkelstückaufsatz)
- Ladegerät • Drehmoment-Kalibrierer
- Ein/Aus-Schalthebel

## Köpfe



MODELL **iSD-HP** BESTELLCODE **C1060** €468,-