

NSK Kupplungen

- massiver Titankörper • Rückschlagventil



Mit Licht

MODELL PTL-CL-LED BESTELLCODE P1001600 € 219,-

- Für NSK • LED in Kupplung integriert



Mit Licht

MODELL PTL-CL-LEDIII BESTELLCODE P1001601 € 248,-

- Für NSK mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Mit Licht

MODELL KCL-LED BESTELLCODE P1005600 € 311,-

- Für KaVo® MULTIflex® LUX mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Mit Licht

MODELL SCL-LED BESTELLCODE P1009600 € 311,-

- Für Sirona® Quick Kupplung mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Ohne Licht

MODELL FM-CL-M4 BESTELLCODE P434051 € 128,-

- Für NSK • Midwest-4-Loch



Ohne Licht

MODELL FM-CL-B2/3 BESTELLCODE P432051 € 128,-

- Für NSK • Borden-2/3-Loch

Ti-Max Z

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager
- Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter

Anschluss an NSK Kupplungen **Mit Licht**



MODELL **Z800L** BESTELLCODE **P1110** € 823,-

Mini-Kopf

Leistung : 23 W, Kopfgröße : $\varnothing 10,8 \times H 12,1$ mm
Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min



MODELL **Z900L** BESTELLCODE **P1111** € 823,-

Standard-Kopf

Leistung : 26 W, Kopfgröße : $\varnothing 12,5 \times H 13,1$ mm
Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen **Mit Licht**



MODELL **Z800KL** BESTELLCODE **P1112** € 926,-

Mini-Kopf

Leistung : 21 W, Kopfgröße : $\varnothing 10,8 \times H 12,1$ mm
Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min



MODELL **Z900KL** BESTELLCODE **P1113** € 926,-

Standard-Kopf

Leistung : 24 W, Kopfgröße : $\varnothing 12,5 \times H 13,1$ mm
Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min

Direkter Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air® **Mit Licht**

Mini-Kopf : Leistung : 21 W, Kopfgröße : $\varnothing 10,8 \times H 12,1$ mm, Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min

Standard-Kopf : Leistung : 24 W, Kopfgröße : $\varnothing 12,5 \times H 13,1$ mm, Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min



Mini MODELL **Z800SL** BESTELLCODE **P1114** € 926,-

Standard MODELL **Z900SL** BESTELLCODE **P1115** € 926,-
Sirona®

LED Lichtquelle integriert



Mini MODELL **Z800WL** BESTELLCODE **P1120** € 926,-

Standard MODELL **Z900WL** BESTELLCODE **P1121** € 926,-
W&H® Roto Quick

LED Lichtquelle integriert



Mini MODELL **Z800BL** BESTELLCODE **P1116** € 926,-

Standard MODELL **Z900BL** BESTELLCODE **P1117** € 926,-
Bien-Air® Unifix®



Washbar im
Thermodesinfektor



Autoklavierbar
bis 135°C

S-Max M

- Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl

Anschluss an NSK Kupplungen



Mit Licht MODELL M500L BESTELLCODE P1001 € 597,-

Ohne Licht MODELL M500 BESTELLCODE P1003 € 494,-

Mini-Kopf

Leistung : 16 W, Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



Mit Licht MODELL M600L BESTELLCODE P1002 € 597,-

Ohne Licht MODELL M600 BESTELLCODE P1004 € 494,-

Standard-Kopf

Leistung : 20 W, Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
Geschwindigkeit : 360.000–430.000/min

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen



Mit Licht MODELL M500KL BESTELLCODE P1005 € 669,-

Ohne Licht MODELL M500K BESTELLCODE P1007 € 551,-

Mini-Kopf

Leistung : 16 W, Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



Mit Licht MODELL M600KL BESTELLCODE P1006 € 669,-

Ohne Licht MODELL M600K BESTELLCODE P1008 € 551,-

Standard-Kopf

Leistung : 20 W, Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm
Geschwindigkeit : 360.000–430.000/min

Direkter Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air® **Mit Licht**

Mini-Kopf : Leistung : 16 W, Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm, Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Standard-Kopf : Leistung : 20 W, Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm, Geschwindigkeit : 360.000–430.000/min



Mini MODELL M500SL BESTELLCODE P1009 € 669,-

Standard MODELL M600SL BESTELLCODE P1010 € 669,-

Sirona®

LED Lichtquelle integriert



Mini MODELL M500WL BESTELLCODE P1013 € 669,-*

Mini MODELL M500WLED BESTELLCODE P1095 € 669,-

Standard MODELL M600WLED BESTELLCODE P1096 € 669,-

W&H® Roto Quick

LED Lichtquelle integriert



Mini MODELL M500BLED BESTELLCODE P1056 € 669,-

Standard MODELL M600BLED BESTELLCODE P1057 € 669,-

Bien-Air® Unifix®

*M500WL erhältlich solange Vorrat reicht.

S-Max pico

- Edelstahlkörper • Zellglasoptik • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl

Anschluss an NSK Kupplungen **Mit Licht**



MODELL **S-Max pico** BESTELLCODE **P1140** € 749,-

Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen **Mit Licht**



MODELL **S-Max pico KL** BESTELLCODE **P1142** € 799,-

Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min,

Direkter Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air® **Mit Licht**

Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm, Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



MODELL **S-Max pico SL** BESTELLCODE **P1143** € 799,-

Sirona®

LED Lichtquelle integriert



MODELL **S-Max pico WLED** BESTELLCODE **P1145** € 799,-

W&H® Roto Quick

LED Lichtquelle integriert



MODELL **S-Max pico BLED** BESTELLCODE **P1144** € 799,-

Bien-Air® Unifix®

Bohrersortiment



MODELL **PC1**
BESTELLCODE **Y1001817** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC2**
BESTELLCODE **Y1001818** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC3**
BESTELLCODE **Y1001819** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC4**
BESTELLCODE **Y1001820** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC5**
BESTELLCODE **Y1001821** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC6**
BESTELLCODE **Y1001822** € 34,50

- Packung à 3 St.



MODELL **PC3ff**
BESTELLCODE **Y1002019** € 34,50

- extrafeine Körnung
- Packung à 3 St.



MODELL **PC4ff**
BESTELLCODE **Y1002020** € 34,50

- extrafeine Körnung
- Packung à 3 St.



MODELL **PC5ff**
BESTELLCODE **Y1002021** € 34,50

- extrafeine Körnung
- Packung à 3 St.



MODELL **PC6ff**
BESTELLCODE **Y1002022** € 34,50

- extrafeine Körnung
- Packung à 3 St.



Washbar im
Thermodesinfektor



Autoklavierbar
bis 135°C

Ti-Max X450 **Mit Licht**

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung • 45°-Winkel-Kopf • Zellglasoptik
- Keramik-Kugellager • Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Dreifach-Wassertrahlkühlung

Anschluss an NSK Kupplungen



MODELL **X450L** BESTELLCODE **P1078** € 823,-

Leistung : 21 W, Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen **Mit Licht**



MODELL **X450KL** BESTELLCODE **P1079** € 915,-

Leistung : 18 W, Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm
Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min

Direkter Anschluss an Kupplungen von Sirona®, W&H®, Bien-Air® **Mit Licht**

Leistung : 18 W, Kopfgröße : ø11,2 x H 13,5 mm, Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min



MODELL **X450SL** BESTELLCODE **P1080** € 915,-

Sirona®

LED Lichtquelle integriert



MODELL **X450WLED** BESTELLCODE **P1082** € 915,-

W&H® Roto Quick

LED Lichtquelle integriert



MODELL **X450BLED** BESTELLCODE **P1081** € 915,-

Bien-Air® Unifix®

Pana-Max PLUS Ohne Licht

- Edelstahlkörper • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl



MODELL **PAP-MU M4** BESTELLCODE **P1021** € 356,-

Mini-Kopf

Kopfgröße : $\varnothing 10,6$ x H 12,4 mm
 Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
 • Midwest-4-Loch



MODELL **PAP-SU M4** BESTELLCODE **P1022** € 356,-

Standard-Kopf

Kopfgröße : $\varnothing 12,1$ x H 13,3 mm
 Geschwindigkeit : 340.000–410.000/min
 • Midwest-4-Loch



MODELL **PAP-MU B2** BESTELLCODE **P1023** € 356,-

Mini-Kopf

Kopfgröße : $\varnothing 10,6$ x H 12,4 mm
 Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
 • Borden-2-Loch



MODELL **PAP-SU B2** BESTELLCODE **P1024** € 356,-

Standard-Kopf

Kopfgröße : $\varnothing 12,1$ x H 13,3 mm
 Geschwindigkeit : 340.000–410.000/min
 • Borden-2-Loch



Waschbar im
Thermodesinfektor



Autoklavierbar
bis 135°C

Pana-Max2 Ohne Licht

- Edelstahlkörper • Keramik-Kugellager • Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Einfach-Wasserstrahl

Anschluss an NSK Kupplungen



MODELL **Pana-Max2 PTL** BESTELLCODE **P1211** € 371,-

Kopfgröße : $\varnothing 11,2 \times H 13,4$ mm

Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

Direkter Anschluss an KaVo® Kupplungen



MODELL **Pana-Max2 KV** BESTELLCODE **P1212** € 371,-

Kopfgröße : $\varnothing 11,2 \times H 13,4$ mm

Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

Direktanschluss-Modelle



MODELL **Pana-Max2 M4** BESTELLCODE **P1154** € 338,-

Kopfgröße : $\varnothing 11,2 \times H 13,4$ mm

Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

- Midwest-4-Loch



MODELL **Pana-Max2 B2** BESTELLCODE **P1155** € 338,-

Kopfgröße : $\varnothing 11,2 \times H 13,4$ mm

Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min

- Borden-2-Loch