



FX-SERIE

Kompakt, ergonomisch und leistungsstark.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Hochpräzisionsgetriebe: leise und langlebig

Modelle

ALLGEMEINE ANWENDUNGEN



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| 1:1-Übertragung | – | FX25m | C1052 |

- Max. Geschwindigkeit: 40.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35mm)
- Edelstahlkörper • Kugellager
- Push-Selbstspannfutter • Clean-Head-System
- externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 1:1-Untersetzung | – | FX20m | CA13190001 |

- Max. Geschwindigkeit: 40.000 min⁻¹
- für FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System
- Druckknopf-Spannzange • Kugellager
- Handstück-Anschlussart: ISO 3964 Typ 1
- externe Wasserzufuhr



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 4:1-Untersetzung | – | FX15m | C1053 |

- Max. Geschwindigkeit: 10.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper • Kugellager
- Push-Selbstspannfutter • Clean-Head-System
- externe Wasserzufuhr

GERADES HANDSTÜCK



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|-----------------|-------|--------|-------------|
| 1:1-Übertragung | – | FX65m | H1014001 |

- Max. Geschwindigkeit: 40.000 min⁻¹
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System
- externe Wasserzufuhr

LUFTMOTOR



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|---|-------|---------------|-------------|
| – | | FX205m M4 Set | Y1002752 |

Eigenschaften:

- Midwest-4-Loch
- externe Wasserzufuhr

Inhalt:

- Luftmotor (FX205m)
- Gerades Handstück (FX65m)
- Winkelstück (FX25m)

ENDODONTIE



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|-------------------|-------|--------|-------------|
| 16:1-Untersetzung | – | FX75m | C1055001 |

- Max. Geschwindigkeit: 1.250 min⁻¹
- für maschinelle Feilen • Edelstahlkörper
- Drehung um 360° • Mini-Kopf
- Push-Selbstspannfutter • externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|-------------------|-------|--------|-------------|
| 16:1-Untersetzung | – | FX74m | CA13200001 |

- Max. Geschwindigkeit: 2.500 min⁻¹ für maschinelle Feilen (Ø2,35) / 80° Links-/Rechts-Bewegung
- Edelstahlkörper • Push-Selbstspannfutter
- externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|-------------------|-------|--------|-------------|
| 16:1-Untersetzung | – | FX70m | CA13250001 |

- Max. Geschwindigkeit: 2.500 min⁻¹ für Handfeilen / 60° Links-/Rechts-Bewegung • Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter • externe Wasserzufuhr

PROPHYLAXE



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 4:1-Untersetzung | – | FX57m | C1054001 |

- Max. Geschwindigkeit: 5.000 min⁻¹
- für Schraubkelche und -bürsten • Edelstahlkörper
- Drehung um 360° • Pastensiegel-Dichtsystem
- externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 4:1-Untersetzung | – | FX58m | CA13210001 |

- Max. Geschwindigkeit: 2.500 min⁻¹
- für Snap-on Kelche und Bürsten • Edelstahlkörper
- Pastensiegel-Dichtsystem • externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 4:1-Untersetzung | – | FX55m | CA13160001 |


- Max. Geschwindigkeit: 10.000 min⁻¹
- für EVA- und Profin-Feilen • Edelstahlkörper
- Auf- und Abbewegung Hub (Hubhöhe 1,4 mm)
- externe Wasserzufuhr

NEU



| | Licht | MODELL | BESTELLCODE |
|------------------|-------|--------|-------------|
| 4:1-Untersetzung | – | FX50m | HA12050001 |

- Max. Geschwindigkeit: 2.500 min⁻¹
- Edelstahlkörper • Einmal-Phylaxeköpfe (DPA) verwendbar (nicht enthalten) Handstückanschluss-Typ: ISO 3964 Typ 1 • externe Wasserzufuhr



Hersteller:

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn, Germany

Änderungen vorbehalten

REF PR-D1475DEv1 2026-1-xx.NEU